

FICHE TECHNIQUE

Référence	039147
Désignation	Cryostore 100 x2ml jaune



Description :

- ✓ Peut contenir 100 flacons à filetage interne cryogénique de 1 à 2 ml
- ✓ En polycarbonate, résistant aux températures comprises entre -196 °C et 121°C
- ✓ Couverture transparente avec grille numérique imprimée de 1 à 100
- ✓ Collecteur de flacons inclus avec chaque boîte
- ✓ Empilable avec trous de drainage à la base
- ✓ Trous d'aération sur les couvercles
- ✓ Matière : Polycarbonate
- ✓ Dimensions : 133 x 133 mm

Unité de vente :

4 Cryostores
