

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	039155
<b>Désignation</b>	Microtube 2 ml pp jupe cap plat joint



### Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Bouchons en polyéthylène
- ✓ Exempts de RNase, DNase, Pyrogène et d'ADN
- ✓ Plage de température : -196 ° C à + 121 ° C
- ✓ Joint de rondelle fait de silicone
- ✓ Parfait pour les travaux cryogéniques.
- ✓ Volume : 2 Ml
- ✓ Non gradué
- ✓ Non stérile

### Unité de vente :

1000 Microtubes