

FICHE TECHNIQUE

Référence	039160
Désignation	Microtube



Description :

- ✓ Avec jupe
- ✓ Capuchon plat avec surface d'inscription
- ✓ Capuchon sans attache
- ✓ Centrifugeable jusqu'à 17 000 g
- ✓ Stérile
- ✓ Certifiés exempts de RNase, DNase, de pyrogènes et d'ADN humain
- ✓ Joint O-ring
- ✓ Température : -190°C à +121°C
- ✓ Volume 2 ml

Unité de vente :

500 Microtubes