

FICHE TECHNIQUE

Référence	039167
Désignation	MICROTUBES 1.5 ml



Description :

- ✓ Microtube avec bouchon vissé
- ✓ Volume : 1.5 ml
- ✓ Tube en polypropylène
- ✓ Bouchon à lèvres en polyéthylène
- ✓ Plage de température : -196°C à +121°C
- ✓ Fond conique
- ✓ Gradué
- ✓ Conditionnement : 10 sachets de 50 microtubes

Certificats :

- ✓ Exempts de RNase, DNase, Pyrogène et d'ADN
- ✓ FDA BSE/TSE
- ✓ Stérile (irradié gamma)

Unité de vente :

500 Microtubes
