

FICHE TECHNIQUE

Référence	039192
Désignation	Capuchons bleus pour microtubes



Description :

- ✓ Capuchons seuls pour microtubes bruns opaques
- ✓ Capuchon en polypropylène
- ✓ Avec joint O'Ring
- ✓ Joint en silicone
- ✓ Non stériles
- ✓ Autoclavables (jusqu'à 30 min à 121°C)
- ✓ Utilisables à des températures allant de -196°C à +121°C
- ✓ Coloris : bleu

Unité de vente :

1000 Capuchons bleus pour microtubes
