

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	039195
<b>Désignation</b>	Capuchons rouges pour microtubes



### Description :

- ✓ Capuchons seuls pour microtubes bruns opaques
- ✓ Capuchon en polypropylène
- ✓ Avec joint O'Ring
- ✓ Joint en silicone
- ✓ Non stériles
- ✓ Autoclavables (jusqu'à 30 min à 121°C)
- ✓ Utilisables à des températures allant de -196°C à +121°C
- ✓ Coloris : rouge

### Unité de vente :

1000 Capuchons rouges pour microtubes