

Désignation

- Tube culture fond rond pp 5ml 12x75mm cap snap

Référence

- 039226



Unité de vente : 500

Description

- Cultubes™ - 5 ml Tubes de culture gradués avec bouchons
- Sans Pyrogène
- Résiste à des températures de -190 °C à 120 °C
- Exempt d'agents de démoulage
- Gradués avec zone de marquage blanche
- Avec capuchon en polyéthylène nervuré à 2 positions
- Jetable
- Stérile

- Ces tubes stériles jetables de 5 ml - 12 x 75 mm peuvent être utilisés pour la plupart des procédures de laboratoire courantes. Ils sont biologiquement inertes et exempts d'agents de démoulage. Le moulage de précision avec des thermoplastiques vierges garantit que nos tubes seront de taille et de forme uniformes. Une résistance élevée à la rupture réduit le danger lors de la manipulation de cultures infectieuses ou d'autres cultures potentiellement dangereuses.
- Peuvent être centrifugés à des vitesses élevées (3000 g)
- Les tubes sont fournis avec un capuchon en polyéthylène nervuré à 2 positions qui peut être laissé libre pour le travail aérobie ou scellé pour les cultures anaérobies.
- Matière : Polypropylène
- Conditionnement : en plateaux

