

Désignation


- Portoir

Référence

- 039249

Unité de vente

1 Portoir



Description

Il permet une grande résistance à divers produits chimiques utilisés dans les laboratoires. Il est fourni avec deux poignées amovibles permettant une meilleure sécurité. Les poignées du panier inférieur s'adaptent parfaitement à celles du panier supérieur, ce qui garantit une unité stable qui peut être déplacée facilement et en toute sécurité. Un niveau de protection supplémentaire est possible en utilisant un couvercle transparent très résistant et très abordable, permettant une vision claire du contenu.



Caractéristiques techniques

- En polypropylène
- Polyvalent et facile à utiliser
- Réversible
- Peut contenir jusqu'à 80 tubes de 10 à 12 mm
- Retournez-le pour mettre jusqu'à 60 tubes PCR de 0,2 à 0,5 ml
- Poignées pratiques incluses
- Autoclavable
- Dimensions: 223 x 67 x 27 mm