

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|------------|
| Référence | 039256 |
| Désignation | Microtubes |



Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Centrifugeables jusqu'à 17 000 g
- ✓ Avec joint O-Ring
- ✓ Capuchon vissant creux
- ✓ Température maxi : -190 °C à +121 °C
- ✓ Volume : 2 ml
- ✓ Non stériles
- ✓ Non gradués
- ✓ Sans surface de marquage
- ✓ Avec jupe

Unité de vente :

1000 microtubes