


## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	039261
<b>Désignation</b>	Cryotube



### Description :

- ✓ Cryotubes étanchéité renforcée
- ✓ Jupe crantée permettant de bloquer le tube dans le portoir
- ✓ Tubes gradués avec plaque d'identification
- ✓ Stériles, non pyrogènes
- ✓ Pas de vis interne
- ✓ Avec joint plat
- ✓ Bouchon coiffant
- ✓ Fond conique
- ✓ Dimensions  $\varnothing \times h$  : 12.5 x 43 mm
- ✓ Volume : 1.2 ml

### Unité de vente :

100 Cryotubes