


FICHE TECHNIQUE

Référence	039263
Désignation	Cryotube



Description :

- ✓ Cryotubes étanchéité renforcée
- ✓ Jupe crantée permettant de bloquer le tube dans le portoir
- ✓ Tubes gradués avec plaque d'identification
- ✓ Stériles, non pyrogènes
- ✓ Pas de vis interne
- ✓ Avec joint plat
- ✓ Bouchon coiffant
- ✓ Fond rond
- ✓ Dimensions \varnothing x h : 12.5 x 49 mm
- ✓ Volume : 2 ml

Unité de vente :

100 Cryotubes