

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	039264
<b>Désignation</b>	CRYOTUBES



### Description :

- ✓ En Polypropylène
- ✓ Filetage externe
- ✓ Fond rond avec Jupe et pied crante
- ✓ Volume : 3 ml
- ✓ Couleur du bouchon : Naturel
- ✓ Matériel du bouchon à lèvres : Silicone
- ✓ Graduations : Oui
- ✓ Stérilisation par rayonnement gamma
- ✓ Plage de température : -196° C a + 121° C
- ✓ Autoclavable

### Certificat :

- ✓ Stérilité
- ✓ CE
- ✓ RNase, DNase, ADN et sans Pyrogène

### Unité de vente :

100 cryotubes