

FICHE TECHNIQUE

Référence	039267
Désignation	Cryotube 10 ml



Description :

- ✓ Matériau : polypropylène de qualité médicale
- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Fond : rond
- ✓ Jupe : oui, jupe crantée permettant de bloquer le tube dans le portoir
- ✓ Zone de marquage : oui
- ✓ Bouchon : bouchon vissant en polyéthylène à filetage externe (bouchon coiffant)
- ✓ Joint silicone qui s'ajuste au dessus de l'ouverture du tube pour assurer une étanchéité parfaite

Certificats :

- ✓ Stérile : oui par rayonnement gamma, exempt de RNases, DNases, ADN et sans pyrogènes
- ✓ Autoclavable : oui
- ✓ Polypropylène de grade médicale, non cytotoxique, conforme USP classe VI et FDA
- ✓ ESB / EST, BPA, phtalate, sans latex et sans métaux lourds
- ✓ Testé 95 kPa
- ✓ Certificat CE

Caractéristiques techniques :

- ✓ Graduations : oui
- ✓ Températures d'utilisation : de -196°C à +121°C
- ✓ Centrifugeable : non
- ✓ Volume : 10 ml
- ✓ Dimensions (Ø x h) : 17 x 84 mm

Unité de vente : 50 Cryotubes