

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	039289
<b>Désignation</b>	Microtube 1,5 ml



### Description :

- ✓ Matériau : polypropylène
- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Fond : conique
- ✓ Jupe : non
- ✓ Zone de marquage : oui
- ✓ Bouchon : bouchon creux à vis avec attache et joint pour une étanchéité parfaite
- ✓ Conditionné en 10 paquets de 50 microtubes

### Certificats :

- ✓ Stérile : oui, exempt de DNases, RNases, ADN et endotoxines
- ✓ Autoclavable : oui
- ✓ Sans agents de démoulage, plasifiants ni biocides
- ✓ Testé à 95 kPa

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Graduations : oui
- ✓ Températures d'utilisation : de -196°C à +121°C
- ✓ Centrifugeable : jusqu'à 20 000 g
- ✓ Volume : 1,5 ml
- ✓ Dimensions (Ø x h) : 11 x 44 mm

**Unité de vente :** 500 Microtubes