

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	039305
<b>Désignation</b>	Microtube 2 ml



### Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Avec capuchon creux à joint o'ring
- ✓ Sans jupe
- ✓ Non stérile, exempt de DNase, RNase, ADN humain et non pyrogènes
- ✓ Températures d'utilisation : -190°C à +121°C
- ✓ Centrifugeable jusqu'à 17000g
- ✓ Volume 2 ml

### Unité de vente :

1000 Microtubes 2 ml