

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	039311
<b>Désignation</b>	Microtube 2 ml gradue jupe capuchon plat stérile



### Description :

- ✓ Volume : 2 ml
- ✓ Gradué
- ✓ En polypropylène
- ✓ Bouchons à lèvres en polyéthylène
- ✓ Exempts de RNase, DNase, Pyrogène et d'ADN
- ✓ Plage de température : -196 ° C à + 121 ° C
- ✓ Joint de rondelle fait de silicone
- ✓ Stérile

### Unité de vente :

500 Microtubes

---