

FICHE TECHNIQUE

Référence	039320
Désignation	TUBES



Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Bouchons à lèvres en polyéthylène – Non autoclavable
- ✓ Plage de température : -196°C à + 121°C
- ✓ Fond Conique
- ✓ Non-Gradué
- ✓ Conforme 95 kPa

Certificats :

- ✓ Exempts de RNase DNase Free, Pyrogène et d'ADN
- ✓ Stérile

Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 1.5 ml
- ✓ Couleur du bouchon : Naturel

Unité de vente :

500 Tubes
