

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	039321
<b>Désignation</b>	TUBES



### Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Bouchons à lèvres en polyéthylène – Non autoclavable
- ✓ Plage de température : -196°C à + 121°C
- ✓ Fond Conique
- ✓ Gradués
- ✓ Conforme 95 kPa

### Certificats :

- ✓ Exempts de RNase DNase Free, Pyrogène et d'ADN
- ✓ Stérile

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 1.5 ml
- ✓ Couleur du bouchon : Naturel

### Unité de vente :

500 Tubes

---