

FICHE TECHNIQUE

Référence	039322
Désignation	Microtube 2 ml



Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Avec capuchon vissant creux acceptant une pastille code couleur
- ✓ Avec attache et lèvres de scellé
- ✓ Avec jupe
- ✓ Non stérile ; exempt de DNase, RNase, ADN humain et pyrogènes
- ✓ Températures d'utilisation : -176°C à +100°C
- ✓ Volume 2 ml

Unité de vente :

1000 Microtubes 2 ml