

FICHE TECHNIQUE

Référence	039327
Désignation	MICROTUBES



Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Bouchons à lèvres en polyéthylène
- ✓ Plage de température : -196°C à +121°C
- ✓ Autoportant
- ✓ Non gradué
- ✓ Non stérile

Certificats :

- ✓ Exempts de RNase, DNase, Pyrogène et d'ADN

Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 0.5 ml

Unité de vente :

1 000 Microtubes
