

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	039328
<b>Désignation</b>	MICROTUBES



### Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Bouchons à lèvres en polyéthylène
- ✓ Plage de température : -196°C à +121°C
- ✓ Autoportant
- ✓ Non gradué

### Certificats :

- ✓ Exempts de RNase, DNase, Pyrogène et d'ADN
- ✓ Stérilité

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 0.5 ml

### Unité de vente :

500 Microtubes

---