

FICHE TECHNIQUE

Référence	039334
Désignation	MICROTUBES



Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Bouchons à lèvres en polyéthylène
- ✓ Plage de température : -196°C à +121°C
- ✓ Fond conique
- ✓ Non Gradué

Certificats :

- ✓ Exempts de RNase, DNase, Pyrogène et d'ADN
- ✓ Stérilité

Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 1.5 ml

Unité de vente :

500 Microtubes
