

FICHE TECHNIQUE

Référence	039336
Désignation	Microtubes



Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Bouchon à lèvres en polyéthylène haute densité
- ✓ Capuchon pour insert
- ✓ Centrifugeables jusqu'à 17 000 g
- ✓ Plage de température: -196 ° C à + 121 ° C

Certificats :

- ✓ RNase, DNase, Pyrogène et sans ADN
- ✓ Non stériles

Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 2 ml
- ✓ Avec jupe
- ✓ Non gradués
- ✓ Dimensions : 11 x 44 mm

Unité de vente :

500 Microtubes
