


# FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	039343
<b>Désignation</b>	MICROTUBES



---

## Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Bouchons à lèvres en polyéthylène
- ✓ Plage de température : -196°C à +121°C
- ✓ Autoportant
- ✓ Non Gradué

## Certificats :

- ✓ Exempts de RNase, DNase, Pyrogène et d'ADN
- ✓ Stérilité

## Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 0.5 ml

## Unité de vente :

500 Microtubes

---