

FICHE TECHNIQUE

Référence	039356
Désignation	Film adhésif



Description :

- ✓ Film adhésif thermique secureseal
- ✓ Spécialement destinés aux plaques PCR lorsque la minimisation de l'évaporation est critique
- ✓ En plastique de polyéthylène
- ✓ Plage de températures : de -40°C à +95°C
- ✓ Non stérile, exempt de DNase, RNase et ADN
- ✓ Offre une faible autofluorescence
- ✓ Empêche la perte de vapeur
- ✓ Résistant au DMSO
- ✓ Présentation en feuilles

Unité de vente :

100 Feuilles de film adhésif
