

FICHE TECHNIQUE

Référence	039360
Désignation	Cryoboite pc 10x10 microtubes 0,5-2 ml 133x133x52mm



Description :

- ✓ Fabriqué en polycarbonate
- ✓ Pour tubes de 0,5 ml à 2,0 ml
- ✓ Le couvercle transparent est claveté sur la base pour éviter tout désalignement
- ✓ Imprimé avec une série de carrés, numérotés de 1 à 100
- ✓ Coloris bleu
- ✓ Dimensions : 133 mm x 133 mm x 52 mm

Unité de vente :

4 Cryoboites
