

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	039362
<b>Désignation</b>	CRYOBOITE



### Description :

- ✓ En Polycarbonate
- ✓ Couvercle transparent est claveté sur la base pour éviter tout désalignement
- ✓ Imprimé avec une série de carrés, numérotés de 1 à 100
- ✓ Plage de température : - 196°C et + 121°C
- ✓ Autoclavable

### Certificats :

- ✓ Non stérile

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Pour Tubes de Volume 0,5 ml à 2,00 ml
- ✓ Dimension en mm : 133 x 133 x 52 H
- ✓ Couleur : Rouge

### Unité de vente :

4 boites

---