

## FICHE TECHNIQUE

---

|                    |        |
|--------------------|--------|
| <b>Référence</b>   | 039443 |
| <b>Désignation</b> | TUBES  |



### Description :

- ✓ En Polystyrène
- ✓ Jetable
- ✓ Thermoplastiques vierges sans agents de démoulage

### Certificats :

- ✓ Non stérile
- ✓ Non autoclavable

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume 14 ml
- ✓ Dimension en mm : 17 La x 95 H
- ✓ Couleur : Naturel

### Unité de vente :

1 000 Tubes

---