

FICHE TECHNIQUE

Référence	039445
Désignation	Tube 14ml 17x100mm pp fond rond naturel



Description :

- ✓ Tubes à culture jetables
- ✓ Fabriqué en polypropylène
- ✓ Thermoplastiques vierges sans agents de démoulage
- ✓ Autoclavables à 121 ° C
- ✓ Non stérile
- ✓ Volume : 14 ml
- ✓ Dimensions : 17 x 95 mm
- ✓ Idéal pour une utilisation en bactériologie, RIA, coagulation et autres procédures de laboratoire de routine. Simport® n'utilise aucun agent de démoulage qui pourrait provoquer des erreurs et des interférences dans les tests RIA. Le moulage de précision avec des thermoplastiques vierges garantit que nos tubes sont de taille et de forme uniformes ainsi que chimiquement propres et prêts à l'emploi.
- ✓ Les tubes en polypropylène sont translucides et résisteront à plus de 3000 x g pendant la centrifugation. Ils accepteront également les acides, solvants et alcalis les plus courants à température ambiante.

Unité de vente :

1000 Tubes