

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	039500
<b>Désignation</b>	Boîte de congélation



### Description :

- ✓ Boîte en carton hydrophobe
- ✓ Pour 81 (9x9) cryotubes 1 à 2 ml
- ✓ Séparateurs (croisillons) pré-montés dans la boîte
- ✓ Coloris : blanc

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Dimensions (L x l x h) : 130 x 130 x 50 mm

### Unité de vente :

48 Boîtes de congélation

---