

FICHE TECHNIQUE

Référence	039501
Désignation	Boîte de congélation en carton pour cryotubes 3,6 à 5 ml



Description :

- ✓ Boîte en carton hydrophobe pour le rangement de cryotubes et microtubes de diamètre 12 mm. Les croisillons sont prémontés dans les boîtes.
- ✓ Matériau : Carton
- ✓ Dimensions L x l x h : 130 x 130 x 75 mm
- ✓ Nombre de cases : 81 (9 x 9)

Unité de vente :

30 Boîtes