

## FICHE TECHNIQUE

---

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Référence</b>   | 039502N  |
| <b>Designation</b> | <b>BOITE<br/>CARTON CRYO<br/>145x145x50 MM<br/>x42</b> |



---

### Description :

Description   Panneaux de particules, 145 x 145 x 53 mm  
Conception   Boîtes en carton Nunc  
Couleur       Blanc  
Matériau      Cardboard  
Forme         Carrées  
Type         Cryo Box  
Capacité      100 (flacons 1.0 à 1.8 ml)  
Matrice de tubes   10 x 10  
Dimensions (L x l x H)   145 x 145 x 53 mm (5.71 x 5.71 x 2.09 in)  
Longueur (impériale) 5,71 po  
Longueur (métrique) 145 mm  
Largeur (impériale) 5,71 po  
Largeur (métrique) 145 mm  
Hauteur (impériale) 2.09 po  
Hauteur (métrique) 53 mm  
Poids (métrique) 4.73 kg  
Carton de : 42