

FICHE TECHNIQUE

Référence	039504
Désignation	Boîte



Description :

- ✓ Boîte de congélation pour cryotubes ou tubes divers
- ✓ En carton hydrophobe recouvert d'un film plastifié parfaitement imperméable
- ✓ Idéale pour les températures très basse
- ✓ Pour 100 cryotubes de 1 et 2 ml
- ✓ Pour 100 microtubes de 1,5 et 2 ml
- ✓ Dimensions avec couvercle : 136 x 136 x 50 mm
- ✓ Coloris : blanc

Unité de vente :

1 Boîte
