

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	039506
<b>Désignation</b>	Boite en carton



---

### Description :

- ✓ En carton
- ✓ Hydrophobe
- ✓ Pour 100 microtubes PCR 0.2 ml
- ✓ Pour 100 microtubes PCR 0.5 ml
- ✓ Pour 100 cryotubes 1 et 2 ml
- ✓ Pour 100 microtubes 1.5 et 2 ml
- ✓ Pour 100 tubes divers (hauteur  $\leq$  50 mm)

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Coloris : bleu
- ✓ Dimensions : 136 x 136 x 50 mm

### Unité de vente :

1 Boite

---

