

FICHE TECHNIQUE

Référence	039508
Désignation	Boîte de congélation



Description :

- ✓ Boîte en carton hydrophobe recouverte d'un film plastifié de couleur
- ✓ Pour 100 microtubes 1,5 et 2 ml ou 100 cryotubes 1 et 2 ml
- ✓ Coloris : rouge
- ✓ Avec couvercle
- ✓ Séparateurs (croisillons) à commander séparément

Certificats :

- ✓ Non stérile
- ✓ Idéal pour les températures très basses

Caractéristiques techniques :

- ✓ Dimensions (L x l x h) : 136 x 136 x 50 mm

Unité de vente :

1 Boîte de congélation