

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	039512
<b>Désignation</b>	Boite en carton



---

### Description :

- ✓ En carton
- ✓ Hydrophobe
- ✓ Pour 100 cryotubes de 4 ml
- ✓ Pour 100 tubes divers (hauteur  $\leq$  75 mm)

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Coloris : vert
- ✓ Dimensions : 136 x 136 x 75 mm

### Unité de vente :

1 Boite

---