

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|----------------------|
| Référence | 039518 |
| Désignation | Boîte de congélation |



Description :

- ✓ Boîte pour 100 cryotubes 5 ml
- ✓ En carton hydrophobe recouvert d'un film plastifié parfaitement imperméable
- ✓ Idéales pour les températures très basses
- ✓ Coloris : rouge
- ✓ Attention : les séparateurs sont à commander séparément
- ✓ Dimensions avec couvercle (L x l x h) : 136 x 136 x 100 mm

Unité de vente :

1 Boîte de congélation