

FICHE TECHNIQUE

Référence	039519
Désignation	Boîte de congélation



Description :

- ✓ En carton hydrophobe
- ✓ Recouvertes d'un film plastifié parfaitement imperméable
- ✓ Coloris blanc
- ✓ Idéales pour les températures très basses
- ✓ Capacité : 100 tubes
- ✓ Les séparateurs sont à commander séparément
- ✓ Dimensions (L x l x h) 136 x 136 x 130 mm

Unité de vente :

1 Boîte de congélation