


## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	039532
<b>Désignation</b>	Séparateur en carton



### Description :

- ✓ En carton
- ✓ Pour 49 tubes (7 x 7 tubes)
- ✓ Pour boîte hauteur 75 ou 100 mm

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Coloris : blanc
- ✓ Dimensions : 136 x 136 x 40 mm
- ✓ Diamètre : 17 mm / cellule

### Unité de vente :

1 Séparateur