


## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	039533
<b>Désignation</b>	Séparateur en carton



### Description :

- ✓ En carton
- ✓ Pour 36 tubes (6 x 6 tubes)
- ✓ Pour boîte hauteur 75 ou 100 mm

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Coloris : blanc
- ✓ Dimensions : 136 x 136 x 40 mm
- ✓ Diamètre : 22 mm / cellule

### Unité de vente :

1 Séparateur

---