

FICHE TECHNIQUE

Référence	039542
Désignation	Boîte de congélation



Description :

- ✓ Boîte en carton hydrophobe
- ✓ Pour 81 cryotubes 2 ml
- ✓ Coloris : blanc
- ✓ Avec couvercle
- ✓ Séparateurs (croisillons) à commander séparément

Certificats :

- ✓ Non stérile
- ✓ Idéal pour les températures très basses

Caractéristiques techniques :

- ✓ Dimensions (L x l x h) : 133 x 133 x 50 mm

Unité de vente :

1 Boîte de congélation
