


## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	039543
<b>Désignation</b>	Boîte de congélation



### Description :

- ✓ Boîte en carton hydrophobe
- ✓ Pour 81 cryotubes 2 ml
- ✓ Coloris : jaune
- ✓ Avec couvercle
- ✓ Séparateurs (croisillons) à commander séparément

### Certificats :

- ✓ Non stérile
- ✓ Idéal pour les températures très basses

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Dimensions (L x l x h) : 133 x 133 x 50 mm

### Unité de vente :

1 Boîte de congélation

---