

FICHE TECHNIQUE

Référence	039563
Désignation	Boîte de congélation



Description :

- ✓ Boîte en carton hydrophobe recouverte d'un film plastifié de couleur
- ✓ Pour 196 microtubes PCR 0,2 ml ou 169 microtubes 0,5 ml
- ✓ Coloris : jaune
- ✓ Avec couvercle
- ✓ Séparateurs (croisillons) à commander séparément

Certificats :

- ✓ Non stérile
- ✓ Idéal pour les températures très basses

Caractéristiques techniques :

- ✓ Dimensions (L x l x h) : 136 x 136 x 32 mm

Unité de vente :

1 Boîte de congélation