


## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	039565
<b>Désignation</b>	Boîte de congélation



### Description :

- ✓ Boîte en carton hydrophobe recouverte d'un film plastifié de couleur
- ✓ Pour 196 microtubes PCR 0,2 ml ou 169 microtubes 0,5 ml
- ✓ Coloris : vert
- ✓ Avec couvercle
- ✓ Séparateurs (croisillons) à commander séparément

### Certificats :

- ✓ Non stérile
- ✓ Idéal pour les températures très basses

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Dimensions (L x l x h) : 136 x 136 x 32 mm

### Unité de vente :

1 Boîte de congélation