


## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	039575
<b>Désignation</b>	Séparateur en carton



### Description :

- ✓ En carton
- ✓ Pour 196 tubes (14 x 14 tubes)
- ✓ Pour boîte hauteur  $\geq$  25 mm

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Coloris : blanc
- ✓ Dimensions : 133 x 133 x 25 mm
- ✓ Diamètre : 8.7 mm / cellules

### Unité de vente :

1 Séparateur

---