

FICHE TECHNIQUE

Référence	039710
Désignation	TUBES



Description :

- ✓ En Polypropylène
- ✓ Pour le stockage et le transport de matériel biologique
- ✓ Filetage Externe
- ✓ Plage de température : -196°C à +121°C
- ✓ Conforme 95 kPa
- ✓ Autoportant
- ✓ Autoclavable
- ✓ Non gradué

Certificats :

- ✓ Non stérile

Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume 1.2 ml
- ✓ Dimension en mm : 12,5 x 43

Unité de vente :

1 000 tubes
