

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	039711
<b>Désignation</b>	TUBES



### Description :

- ✓ En Polypropylène
- ✓ Pour le stockage et le transport de matériel biologique
- ✓ Filetage Externe
- ✓ Plage de température : -196°C à +121°C
- ✓ Conforme 95 kPa
- ✓ Fond rond
- ✓ Autoclavable
- ✓ Non gradué

### Certificats :

- ✓ Non stérile

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume 2 ml
- ✓ Dimension en mm : 12,5 x 48

### Unité de vente :

1 000 tubes

---