

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	039723
<b>Désignation</b>	Boîte de rangement avec couvercle pour lames (grand modèle) coloris blanc



### Description :

- ✓ Boîte de rangement pour stocker jusqu'à 400 lames de microscopie.
- ✓ Couvercle battant translucide
- ✓ Contient un plateau de rangement de 100 lames ou 200 lames dos à dos
- ✓ Le portoir interne peut se retirer
- ✓ Sans son portoir interne, la boîte peut contenir 400 lames
- ✓ Lames rangées verticalement pour une lecture à travers le couvercle
- ✓ Possibilité de lire un code-barres sans sortir les lames de leur portoir
- ✓ Grand modèle (capacité 100 ou 400 lames)
- ✓ Dimensions : L x l x h : 82 x 245 x 86 mm
- ✓ Couleur Blanc / Couvercle : translucide

### Unité de vente :

1 Boite de rangement