

FICHE TECHNIQUE

Référence	039728
Désignation	Boîte de rangement



Description :

- ✓ Boîte de rangement avec couvercles battant translucide
- ✓ Capacité de stockage : jusqu'à 200 lames de microscopie sans portoir interne sur 3 ranges
- ✓ Contient un plateau de rangement de 50 ou 100 lames dos à dos
- ✓ Le portoir interne peut se retirer
- ✓ Lames rangées verticalement pour une lecture à travers le couvercle
- ✓ Possibilité de lire un code-barre sans sortir les lames de leur portoir
- ✓ Coloris Blanc

Unité de vente :

1 pièce