

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	039733
<b>Désignation</b>	Rack de stockage



---

### Description :

- ✓ En polystyrène résistant aux chocs
- ✓ Convient au système de stockage SlideFile™
- ✓ Peut contenir jusqu'à 200 lames de microscope
- ✓ Plage de température : -80 °C à +80 °C
- ✓ Non autoclavable
- ✓ Dimensions : 75 x 231 x 25 mm
- ✓ Coloris : blanc

### Unité de vente :

10 Unités

---